


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

NORĀDĪJUMI AR ATTĒLIEM


1

Rūpīgi samaisiet suspensiju, enerģiski pakratot vai pavirpinot.



2

Pirms suspensijas lietošanas pārbaudes procedūrām 5–10 minūtes nostādiniet to.



3

Uzmanīgi ievietojiet pipeti stobriņā un paņemiet vienu pilienu pārbaudes veikšanai.

Norādījumus par pārbaudes procedūrām skatiet laboratorijas standarta darbību procedūrās, krāsošanas vai komplekta ražotāja lietošanas norādījumos.



 **Microbiologics**[®]

A safer, healthier world.