


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

INSTRUCȚIUNI ILUSTRATE


1

Amestecați bine suspensia, prin scuturare sau agitare puternică.



2

Lăsați suspensia să se stabilizeze timp de 5-10 minute înainte de a o folosi într-o procedură de testare.



3

Introduceți cu grijă o pipetă în partea de jos a flaconului și scoateți o singură picătură pentru testare.

Consultați SOP de laborator, pata sau instrucțiunile producătorului trusei pentru procedurile de testare.



 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.