


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

ILLUSTRERADE ANVISNINGAR


1

Blanda suspensionen noggrant genom att skaka kraftigt eller vortexblanda.



2

Låt suspensionen stå i 5-10 minuter innan den används i något analysförfarande.



3

För försiktigt in en pipett i botten av flaskan och sug upp en enda droppe för analys.

Konsultera laboratoriets SOP:ar, färg- eller satstillverkarens anvisningar beträffande analysförfaranden.



 **Microbiologics**[®]

A safer, healthier world.